

Vibrační masážní pistole – návod k použití



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si manuál pozorně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

- Neponořujte do vody. Držte mimo dosah vody a zdrojů tepla.
- Ventilace musí mít vždy volný průchod.
- Nesmí být v nepřetržitém provozu déle jak 1 hodinu. Doporučujeme nechat přístroj vychladnout po 30 min provozu.
- Po dobití vypojte nabíječku.
- Pouze pro dospělé.
- Nepoužívejte na poraněná místa.
- Před použitím se poraďte se svým lékařem.
- Používejte pouze na suchý povrch těla a přes oblečení s mírným tlakem.
- Na každou část těla používejte pouze po dobu 60 sekund.
- Používejte pouze na měkké části těla, nepoužívejte na kosti nebo tvrdé části těla.
- Masáž musí být bez bolesti a pohodlná.
- Používejte masážní hlavici, která plní nejlépe daný účel.
- Během použití mohou nastat modřiny, často kontrolujte ošetřovaná místa.
- Masáž ukončete okamžitě pokud budete pociťovat bolest.
- Držte prsty, vlasy a jiné části těla od zadní strany těla.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů.
- Vyvarujte se otřesům a nárazům pistole.
- Před a po použití kontrolujte stav produktu.
- Produkt neupravujte.
- Nikdy nenechávejte přístroj v nabíječce nebo v provozu bez dozoru.
- Není vhodné pro osoby citlivé na vibrace.
- Není vhodné pro osoby se sníženou motorikou, mentálním nebo fyzickým onemocněním, nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Není vhodné pro těhotné ženy.

SPECIFIKACE

1. Silný bezkartáčový motor.
2. Dobíjecí lithium-ion baterie. Cca. 4 hodiny provozu na jedno nabití.
3. 6 úrovní rychlosti, bez kabelu. Lehké provedení.
4. Vypínač pro zapnutí/vypnutí.
5. 5. 4 nástavce.



Frekvence vibrací:

1. 30 Hz
2. 40 Hz
3. 50 Hz

Hmotnost: 1,1 kg

Dobíjení: 110 V / 120 V, 220 V / 230 V / 240 V 50/60 Hz. 5A-26VDC-1A

DOBÍJENÍ

- Před použitím nechte baterii nabíjet po dobu 6 hodin.
- Pro dobíjení připojte nabíječku do nabíjecího portu a poté do zástrčky.
- Používejte pouze originální nabíječku dodanou spolu s přístrojem.
- LED kroužek na spodní straně přístroje ukáže stav baterie a úroveň nabití.
- Při plném nabití přestane LED světlo blikat a zůstane svítit.
- Nedoporučujeme zařízení používat až do úplného vybití baterie.
- Průměrná doba provozu na jedno nabití závisí na intenzitě a druhu masáže.

PROVOZ

Připevňte baterii do základny a řádně zajistěte.

Zapněte stiskem ON, vypněte stiskem OFF.

Pro výměnu hlavice vypněte přístroj, zamáčkněte hlavici do přístroje a poté ji vytáhněte.

ZÁRUKA

Na tento produkt je záruka 24 měsíců. Na kapacitu baterie se záruka nevztahuje.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- Nesprávnou údržbou
- Mechanickým poškozením
- Opatřením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- Neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- Neodbornými zásahy
- Nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry